

실험실 머플로용 알루미나(Al₂O₃) 세라믹 도가니

품목 번호: KM-C01



소개

알루미나 세라믹 도가니는 일부 재료 및 금속 용융 도구에 사용되며 바닥이 평평한 도가니는 더 나은 안정성과 균일성으로 더 큰 배치의 재료를 용융 및 처리하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

0.9ml(45x8x6mm)	9ml(60x30x10mm)	30ml(60x40x20mm)	185ml(80x80x40mm)	13ml(100x30x10mm)	300ml(100x100x40mm)	510ml(120x120x50mm)	800ml(200x100x50mm)
2ml(30x20x10mm)	10ml(50x20x20mm)	35ml(60x30x30mm)	75ml(90x60x20mm)	25ml(100x30x15mm)	750ml(100x100x100mm)	520ml(140x140x38mm)	2600ml(200x200x80mm)
3ml(25x15x15mm)	10ml(60x30x14mm)	40ml(50x50x25mm)	165ml(90x60x40mm)	35ml(100x30x20mm)	330ml(115x115x35mm)	425ml(150x150x30mm)	3300ml(200x200x100mm)
3.5ml(20x20x17mm)	16ml(60x30x15mm)	57ml(75x75x15mm)	200ml(90x60x45mm)	59ml(100x30x30mm)	90ml(120x60x20mm)	750ml(150x150x50mm)	3900ml(250x250x80mm)
4ml(50x20x10mm)	20ml(60x30x20mm)	68ml(65x65x25mm)	170ml(90x90x30mm)	47ml(100x40x20mm)	190ml(120x60x40mm)	1290ml(150x150x80mm)	4800ml(250x250x100mm)
5ml(30x20x17mm)	25ml(50x40x20mm)	100ml(65x65x35mm)	300ml(90x90x45mm)	110ml(100x50x30mm)	205ml(120x80x30mm)	800ml(160x160x45mm)	11000ml(330*330*120mm)
7ml(50x20x15mm)	26ml(50x25x35mm)	110ml(70x70x30mm)	22ml(100x20x20mm)	150ml(100x100x25mm)	260ml(120x80x40mm)	1460ml(180x180x60mm)	
3.5ml(20x20x17mm)	10ml(60x30x14mm)	25ml(100x30x20mm)	125ml(98x72x28mm)				
5.5ml(45x22x13mm)	15ml(30x30x30mm)	30ml(80x40x17mm)	1800ml(380x135x60mm)				
9ml(60x25x15mm)	15ml(60x30x15mm)	50ml(90x60x17mm)					
10ml(50x28x14mm)	22ml(100x25x15mm)	84ml(120x60x18mm)					
9ml(60x25x15mm)	50ml(85x30x40mm)	125ml(98x72x28mm)	1050ml(150x150x60mm)	1800ml(380x135x60mm)			
15ml(60x30x15mm)	84ml(120x60x18mm)	460ml(160x120x35mm)	1290ml(150x150x80mm)	4000ml(225x225x100mm)			
15ml(30x30x30mm)	95ml(120x100x15mm)	710ml(155x120x50mm)	1800ml(150x100x150mm)				
22ml(100x25x15mm)	100ml(100x50x30mm)	900ml(120x120x100mm)	4400ml(200x150x200mm)				

0.9ml(45x8x6mm)	59ml(100x30x30mm)	260ml(100x100x35mm)	1880ml(340x220x35mm)	6900ml(330x330x80mm)
3ml(25x15x15mm)	84ml(65x65x30mm)	425ml(150x150x30mm)	3120ml(300x150x90mm)	14L(330x330x160mm)
5ml(30x20x17mm)	170ml(170x53x30mm)	445ml(100x100x60mm)	3300ml(200x200x100mm)	
16ml(40x30x20mm)	200ml(115x90x30mm)	1090ml(140x140x70mm)	3760ml(300x200x80mm)	
35ml(70x30x30mm)	230ml(115x65x45mm)	1260ml(160x120x85mm)	4000ml(235x165x130mm)	

큰 것 하나(50x40x20)와 작은 것 두 개(30x20x17)	큰 것 1개(90x65x30) 작은 것 4개(50x20x20)	큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 4개(20x20x17)	큰 것 1개(115x90x30) 작은 것 5개(75x20x20)	큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20)
큰 것 하나(80x80x40)와 작은 것 두 개(60x30x30)	큰 것 하나(90x65x30)와 작은 것 두 개(50x40x20)	대형 1개(100x30x20) 및 소형 3개(30x20x17)	대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20)	큰 것 하나(120x60x20)와 작은 것 두 개(100x20x20)
큰 것 1개(90x60x20) 작은 것 4개(50x20x20)	대형 1개(90x65x30) 및 소형 3개(52x25x23)	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개	큰 것 하나(120x30x15) 작은 것 다섯 개(20x20x17)	큰 것 하나(120x60x20) 작은 것 다섯 개(50x20x20)
대형 1개(90x60x17) 및 소형 3개(50x28x1)	대형 1개(100x30x15) 및 소형 3개(30x20x10)	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ30x30) 3개	대형 1개(115x115x35) 및 소형 3개(100x30x20)	대형 1개(120x60x40) 및 소형 3개(40x35x25)
큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 두 개(50x40x20)	큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)	큰 것 1개(100x100x40) 작은 것 9개(10ml)	큰 것 1개(120x35x18) 작은 것 7개(25x15x15)	대(120x80x30) 1개 소(20ml) 6개

큰 것 하나(90x60x20)와 작은 것 다섯 개(80x10x10)	대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개	대형(115x65x45) 1개 및 소형(50x25x35) 4개	큰 것 하나(120x60x18)와 작은 것 네 개(50x28x14)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개
대(φ58x60) 1개, 소(φ16x50) 7개	대형(100x40x20) 1개 및 소형(φ28x17) 3개	큰 것 1개(120x60x20) 작은 것 2개(100x20x20 반환)		
대형(φ70x70) 1개 및 소형(φ28x58) 3개	큰 것 1개(100x40x20)와 작은 것 3개(φ30x30)	큰 것 1개(120x60x40)와 작은 것 3개(40x35x25 반환)		
대형(100x30x20) 1개 및 소형(φ20x20) 4개	1개 대형(100x100x40) 9개 소형(10ml 레귤러)	대(120x80x40) 1개 소(15ml) 6개		
큰 것 1개(100x30x20) 작은 것 5개(φ18x26)	큰 것 1개(115x65x45) 작은 것 4개(50x25x35)	큰 것 1개(120x80x30) 작은 것 6개(높이 20ml)		

2ml(50x10x10mm)	7ml(50x20x15mm)	68ml(65x65x25mm)	110ml(100x50x30mm)	165ml(90x60x40mm)	1000ml(150x110x80)
2.5ml(70x12x7mm)	15ml(75x20x20mm)	75ml(90x60x20mm)	115ml(65x65x35mm)	170ml(90x90x30mm)	2000ml(160x140x120mm)
4ml(50x20x10mm)	34ml(150x20x20mm)	85ml(120x60x18mm)	120ml(90x65x30mm)	185ml(80x80x40mm)	2600ml(200x200x80mm)
4.5ml(80x10x10mm)	57ml(75x75x15mm)	80ml(120x60x18mm)	135ml(95x68x28mm)	185ml(94x68x38mm)	4800ml(250x250x100mm)
7ml(50x25x10mm)	63ml(150x45x20mm)	90ml(120x60x20mm)	160ml(78x28x107)	520ml(140x140x38mm)	
구멍이 있는 1.5ml(30x10x9.5mm)	60ml(100x43x26mm)				
19ml(100x24x17)	114ml(100x56x35mm)				

24ml(73x30x22mm)	175ml(100x84x35mm)
------------------	--------------------

36ml(100x27x27mm) 다른 사양은 사용자 정의 할 수 있습니다

뚜껑 포함 0.9ml(45x8x6mm)	뚜껑 포함 26ml(50x25x35mm)	뚜껑 포함 80ml(120x60x18mm)	뚜껑 포함 150ml (100x100x25mm)	뚜껑 포함 330ml (115x115x35mm)	뚜껑 포함 520ml (140x140x38mm)
--------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 3ml(25x15x15mm)	뚜껑 포함 40ml (50x50x25mm)	뚜껑 포함 84ml(65x65x30mm)	뚜껑 포함 160ml (78x28x107mm)	뚜껑 포함 370ml (200x100x25mm)	뚜껑 포함 750ml (150x150x50mm)
--------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 4ml(50x20x10mm)	뚜껑 포함 59ml(100x30x30mm)	뚜껑 포함 100ml(65x65x35mm)	뚜껑 포함 170ml(90x90x30mm)	뚜껑 포함 425ml (150x150x30mm)	뚜껑 포함 800ml (200x100x50mm)
--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 7ml(50x20x15mm)	뚜껑 포함 60ml(105x105x12mm)	뚜껑 포함 100ml (100x50x30mm)	뚜껑 포함 260ml (100x100x35mm)	뚜껑 포함 445ml (100x100x60mm)	뚜껑 포함 900ml (120x120x100mm)
--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

뚜껑 포함 7ml(50x25x10mm)	뚜껑 포함 68ml(65x65x25mm)	뚜껑 포함 110ml (70x70x30mm)	뚜껑 포함 310ml (105x105x40mm)	뚜껑 포함 510ml (120x120x50mm)	
--------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--

4ml(50x20x10mm)	26ml(50x25x35mm)	195ml(85x80x40mm)	800ml(200x100x50mm)	3100ml(220x220x80mm)
-----------------	------------------	-------------------	---------------------	----------------------

5.5ml(100x10x10mm)	30ml(60x40x20mm)	200ml(90x60x45mm)	1100ml(305x90x60mm)	298ml(200x100x30mm)
--------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------

10ml(75x18x14mm)	35ml(120x30x15mm)	205ml(120x80x30mm)	1480ml(200x200x50mm)
------------------	-------------------	--------------------	----------------------

16ml(60x30x15mm)	150ml(100x100x25mm)	210ml(85x85x40mm)	2400ml(250x155x80mm)
------------------	---------------------	-------------------	----------------------

20ml(52x25x23mm)	190ml(120x60x40mm)	370ml(200x100x25mm)	2830ml(300x180x70mm)
------------------	--------------------	---------------------	----------------------

뚜껑 포함 1050ml (150x150x60mm)	뚜껑 180x180x60 포함 1460ml	뚜껑 200x200x80 포함 2600ml	뚜껑 포함 6900ml(330x330x80mm)
--------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------

뚜껑 포함 1090ml (140x140x70mm)	뚜껑 200x200x50 포함 1480ml	커버 포함 4400ml(200x150x200mm)	커버 330x330x120 포함 11000ml
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------

뚜껑 포함 1290ml (150x150x80mm)	커버 300x180x70 포함 2830ml	커버 포함 4800ml(250x250x100mm)	커버 포함 14L(330x330x160mm)
--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------

뚜껑이 있는 4ml 20x20x18mm	뚜껑이 있는 3.5ml 20x20x17mm
--------------------------	----------------------------

800ml(130x120x75mm)	1300ml(130x120x115mm)
---------------------	-----------------------