


슈퍼밀폐형 전해조

품목 번호: ELCS



소개

Super-sealed electrolytic cell은 향상된 밀봉 기능을 제공하여 높은 기밀성을 요구하는 실험에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|--------------|---|
| 사양 | 30ml ~ 1000ml |
| 적용 가능한 온도 범위 | 0 ~ 60°C |
| 봉인된 형태 | 실 + 앞치마 |
| 재료 | 봉소 유리 + PTFE |
| 전해 전지 구멍 | 3개의 전극 구멍(6mm), 2개의 공기 구멍(3mm), 맞춤형 개구부 사용 가능 |