


슈퍼밀폐형 전해조

품목 번호: ELCS



소개

Super-sealed electrolytic cell은 향상된 밀봉 기능을 제공하여 높은 기밀성을 요구하는 실험에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	30ml ~ 1000ml
적용 가능한 온도 범위	0 ~ 60°C
봉인된 형태	실 + 앞치마
재료	봉소 유리 + PTFE
전해 전지 구멍	3개의 전극 구멍(6mm), 2개의 공기 구멍(3mm), 맞춤형 개구부 사용 가능