

3차원 전자기 체질 장치

품목 번호: KT-VT150

NEW



소개

KT-VT150은 체질 및 분쇄 모두를 위한 데스크탑 샘플 처리 장치입니다. 분쇄 및 체질은 건식 및 습식 모두 사용할 수 있습니다. 진동 진폭은 5mm이고 진동 주파수는 3000-3600회/분입니다.

자세히 알아보기

제품명	마이크로 3차원 진동 스크리너
처리 원리	고주파 3차원 포물선 운동
응용 샘플 특성	분말 과립 작은 조각 느슨한 현탁액 등
처리 유형	입자 크기 결정, 분리, 분류
최대 부하	3kg
스크린 층 수	1-8층
최대 체 타워 질량	2kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000회/분
체질 입자 크기 범위	20um-125mm
사용 가능한 최대 체 직경	100mm
최대 체 타워 높이	510mm
주요 기능	타이밍 비밀번호 잠금 연속 체질 간헐 체질을 위한 원키 리셋 알람 소리 건식 및 습식 체질 진폭 조절
추가 기능	편안한 시각적 스크린 압력판 액체 순환 시스템
체질 방법	건식
전기 사양	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 100W
전원 포트	국가 표준/유럽 표준/미국 표준/영국 표준 등
순 중량	42kg
치수 (너비, 깊이, 높이)	430*400*620mm
보호 등급	IP65
표준	CE/ISO9001