

샘플 준비용 진공 냉간 마운팅 머신

품목 번호: KT-CXQ



소개

정밀 샘플 준비를 위한 진공 냉간 마운팅 머신. -0.08MPa 진공으로 다공성, 취약한 재료를 처리합니다. 전자, 야금, 고장 분석에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	사양
제품명	진공 냉간 마운팅 머신
모델	CXQ
진공도	-0.08MPa
회전 디스크	Φ205mm
무게	14kg
제품 크기	350*350*380mm
진공 챔버 크기	Φ280mmx330mm
표준 액세서리	회전 디스크: 1세트, 야간 흡입 튜브: 10, 오일 프리 펌프: 1세트, 마운팅 몰드: 6, 교반 막대: 5, 재료 컵: 5
응용 범위	다공성 재료, 균열 고장 분석 샘플, 다공성 주물, 복합 전자 부품, 광석, 세라믹, 스프레이 샘플
주요 특징	다중 스테이션, 빠른 작동, 8개 샘플 동시 마운팅, 음압 진공 펌프, 전진/후진 회전 기능
원리	기공에서 공기를 제거하고 대기압을 사용하여 마운팅 재료/염료를 미세 기공에 주입