

## 샘플 준비용 진공 콜드 마운팅 머신

품목 번호: KT-CXQ



### 소개

정밀한 시료 준비를 위한 진공 콜드 마운팅 머신. -  
0.08MPa 진공으로 다공성의 깨지기 쉬운 물질을  
처리합니다. 전자, 야금 및 고장 분석에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터     | 사양                                                                  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| 제품명      | 진공 콜드 마운팅 머신                                                        |
| 모델       | CXQ                                                                 |
| 진공 정도    | -0.08MPa                                                            |
| 회전 디스크   | Φ205mm                                                              |
| 무게       | 14kg                                                                |
| 제품 크기    | 350 350 380mm                                                       |
| 진공 챔버 크기 | Φ280mmx330mm                                                        |
| 표준 액세서리  | 회전 디스크 : 1 세트, 야간 입구 튜브: 10, 무급유 펌프: 1세트, 장착 볼트: 6, 교환봉: 5, 재료 컵: 5 |
| 응용 범위    | 다공성 재료, 균열 고장 분석 시료, 다공성 주물, 복합 전자 부품, 광석, 세라믹, 스프레이 시료             |
| 주요 특징    | 멀티 스테이션, 빠른 작동, 8개의 시료 동시 장착, 음압 진공 펌프, 정/역 회전 기능                   |
| 원리       | 기공에서 공기를 제거하고 대기압을 사용하여 미세 기공에 실장 재료/염료를 주입합니다.                     |