

실험실용 고압 증기 멸균기 수직 오토클레이브

품목 번호: KT-P03



소개

수직 압력 증기 멸균기는 가열 시스템, 마이크로컴퓨터 제어 시스템 및 과열 및 과압 보호 시스템으로 구성된 자동 제어 멸균 장비의 일종입니다.

자세히 알아보기

모델	KT-35HG	KT-50HG	KT-75HG	KT-100HG
멸균 챔버 용량	35L $\phi 318 \times 450\text{mm}$	50L $\phi 340 \times 550\text{mm}$	75L $\phi 400 \times 600\text{mm}$	100L $\phi 440 \times 650\text{mm}$
고정 작동 응력	0.22Mpa			
정격 작동 온도	134°C			
작동 압력	0.23Mpa			
열 균일성	$\leq \pm 1^\circ\text{C}$			
타이밍 선택 범위	0-99분/0-99시간 59분			
온도 선택 범위	0-134°C			
전력/공급 전압	2.5KW/AC220V 50HZ	3KW/AC220V 50HZ	4.5KW/AC220V 50HZ	
치수 (mm)	600×410×1030	650×410×1140	690×470×1140	730×510×1270
운송 부피 (mm)	730×500×1170	730×500×1290	760×550×1290	820×600×1380
총 중량/순 중량	96Kg/77Kg	102Kg/83Kg	120Kg/98Kg	135Kg/110Kg