

108L 수직 초저온 냉동고

품목 번호: KTFDV-108



소개

실험실용 초저온 냉동고: -86°C 보관, 정밀 제어, 친환경,
스테인리스 스틸 내부. 지금 샘플을 안전하게 보관하세요!

자세히 알아보기

특징	사양
모델	KTFDV-108
용량	108L
내부 온도	-40°C ~ -86°C (조절 가능)
온도 제어	마이크로컴퓨터 전자 컨트롤러, 디지털 디스플레이
온도 프로브	PTC
알람 시스템	가청 및 시각 알람
전원 공급 장치	220V/50Hz
소비 전력	480W
에너지 소비	6.5 kWh/24h
보호 등급	I/B
기후 유형	N
냉매	불소 프리, 친환경 혼합 냉매
냉동 시스템	단일 컴프레서 자동 캐스케이드 시스템
응축기 팬	고효율, 저소음 팬
외부 캐비닛	분체 도장 냉간 압연 강판
내부 캐비닛	304 스테인리스 스틸
선반/내부 도어	선반 1개, 내부 도어 2개 (304 스테인리스 스틸)
단열 두께	120mm
압력 평형 포트	1개 (직경 18mm)
캐스터	4개
순중량/총중량	107/133 kg
외부 치수(W*D*H)	700*730*1260 mm

특징	사양
내부 치수(W*D*H)	460*460*510 mm