

## 습식 3차원 진동 체

품목 번호: KT-VM200



### 소개

습식 3차원 진동 체질기는 실험실에서 건식 및 습식 시료의 체질 작업을 해결하는 데 중점을 둡니다.

20g~3kg의 건조, 습식 또는 액체 시료를 선별하는 데 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

최대 하중	3 kg
스크린 레이어	1-8층
최대 체 타워 질량	4kg
진폭	0.2-3 mm
진동 주파수	3000회/분
스크리닝 입자 크기 범위	20 um-125 mm
사용 가능한 최대 스크린 직경	200mm
최대 체 타워 높이	510mm
추가 기능	편안한 시각적 스크린 프레스 플레이트
스크리닝 방법	Dry
전기적 설명	100-120V/200-240V AC, 50-60Hz, 1500W
전원 포트	국가 표준 / 유럽 표준 / 미국 표준 / 영국 표준 등
순 중량	37kg
치수(폭, 두께 및 높이)	300*405*730mm
보호 수준	IP65
표준	CE/ISO9001