

Xrf 봉산 실험실 분말 펠릿 프레스 금형

품목 번호: PMXB



소개

XRF 봉산 실험실 분말 펠릿 압착 금형으로 정확한 결과를 얻으십시오. X선 형광 분석을 위한 시료 준비에 적합합니다. 사용자 정의 크기를 사용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	PMXB-A
재료	Cr12MoV
압자 경도	HRC60-HRC62
표본의 크기	φ32 / φ40mm
캐비티 깊이	45mm
외부 치수	φ73×133mm
무게(kg)	3.2

다른 크기는 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다