

Ftir용 Xrf & Kbr 플라스틱 링 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드

품목 번호: PMXP

소개

플라스틱 링 실험실 분말 펠렛 프레스 몰드로 정밀한 XRF 샘플을 얻으십시오. 빠른 태블릿 속도와 사용자 정의 가능한 크기로 매번 완벽한 성형이 가능합니다.

자세히 알아보기



기기 모델	PMXP
샘플 모양 누르기	
가열 온도	상온-300C
몰드 재질	합금 공구강
샘플 크기	Φ25mm (d)
샘플 두께	15.25.50.100,250,500um (6개의 정량 링)
외부 치수	200*60mm (D*H)
전원 공급 장치	220V/300W
크기 다이어그램	