



KINTEK SOLUTION

고순도 흑연 도가니 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.


직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



탄소 흑연 보트 - 커버가 있는 실험용 튜브 퍼니스

품목 번호: KM-D10



소개

Covered Carbon Graphite Boat 실험실 튜브 퍼니스는 극한의 고온과 화학적 공격적인 환경을 견딜 수 있도록 설계된 흑연 재료로 만들어진 특수 용기 또는 용기입니다.

[자세히 알아보기](#)


지름 / 높이 / 길이 / 두께

35*18*100*3.5mm

45*150*23*5mm

탄소 흑연 플레이트 - 등압

품목 번호: KM-D11



소개

등방 탄소 흑연은 고순도 흑연에서 압착됩니다. 로켓 노즐, 감속재 및 흑연 반응기 반사재 제조에 탁월한 소재입니다.

[자세히 알아보기](#)

두께 / 너비 / 길이

1-50*100*100mm



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

