



KINTEK SOLUTION

분쇄기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



실험실 조 크러셔

품목 번호: KT-PE



소개

PE90x150 Lab Jaw Crusher로 단단한 시료를 효율적으로 분쇄합니다. 합금, 광물, 건축 자재 등에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|-----------|--|
| 적합한 재료 | 중간 하드, 하드, 취성, 하드 및 터프 |
| 치료 유형 | 밀어 넣는 |
| 재료 입력 크기 | |
| 재료 출력 크기 | |
| 조 플레이트 크기 | 90×150mm |
| 조 플레이트 갭 | 0-30mm |
| 컬렉터 볼륨 | 20L |
| 조 플레이트 재료 | 합금강; 스테인레스 스틸, 텅스텐 카바이드 |
| 모터 파워 | 1500W |
| 순중량 | 226kg |
| 전체 치수 | L450xW850xH980mm |
| 소음 설명 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| 품질 기준 | CE |
| 선택적 기능 | 회전식 깔때기 / 관찰 가능한 플라이휠 보호 커버 / 깔때기 방진 / 진공 청소기 포트 |

액체 질소 극저온 분쇄기

품목 번호: KT-DC31



소개

킨텍의 분쇄기는 소규모 운영 및 R&D 시험에 적합합니다. 다목적 극저온 시스템으로 플라스틱, 고무, 제약 및 식품 등급을 포함한 다양한 물질을 처리할 수 있습니다. 또한 특수 유압식 실험실 크리셔는 여러 번 통과하여 정확한 결과를 보장하므로 XRF 분석에 적합합니다. 미세 분말 시료를 쉽게 얻으세요!

자세히 알아보기

| | |
|-------------|--|
| 제품명 | 액체 질소 저온 분쇄기 |
| 모델 | KT-DC31 |
| Power | 1.8kw |
| 전압 | 220V/50Hz |
| 저온 분쇄 입도 | 40-300 메쉬 |
| 출력 | 0.3-3kg/h |
| 작은 처리 용량 | 10g |
| 배출 방식 | 연속 |
| 회전 속도 | 25000r/min |
| 호스트 무게 | 12kg |
| 호스트 크기 | 290*280*480mm |
| 냉각 매체 | 액체 질소 |
| 나이프 유형 | 다면 킬링 나이프 |
| 분쇄 원리 | 고속 충격 |
| 액체 질소 출력 모드 | 액체 질소 펌프 |
| 액체 배출 제어 | 스케일이 있는 볼 밸브 |
| 배출 방법 | 스크린리스 공기 분리 |
| 액체 질소 시스템 | 발 작동식/자가 가압식(하나 선택) |
| 참고 | 장비 사용 시 환기에 주의하고 저온 보호에 안전을 기해 주시기 바랍니다. |



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

