



KINTEK SOLUTION

Glass Material 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



유리 티슈 그라인더 균질화기

품목 번호: KTG-1



소개

유리 튜브와 플런저 사이의 작은 틈과 약간의 돌기가 맞물려 플런저가 회전할 때 연마 효과가 발생합니다.

[자세히 알아보기](#)

모델	총 길이(mm)	프로스트 길이(mm)	튜브 외경(mm)	입 내경(mm)
0.5ml	133	34	6	16
1ml	147	47	8	17
2ml	155	53.5	10	20
3ml	160	61.5	10	20
5ml	195	72	11	24
10ml	225	74	13	26
15ml	245	83	16	28
20ml	255	92	17	31.5
25ml	270	110	18	37
30ml	275	112	18	34
50ml	295	112	21	38

고온에 강한 고붕규산 유리 교반 막대/흐름 전환 실험실 유리 막대

품목 번호: KTG-2



소개

화학 실험에 사용되는 가늘고 긴 유리 막대 모양의 간단한 교반기로, 유리 막대라고도 합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	지름	길이	포장 수량
직경 4mm 길이 150mm	4mm	150mm	10개/팩
지름 4mm 길이 200mm	4mm	200mm	10개/팩
직경 4mm 길이 250mm	4mm	250mm	10개/팩
직경 5mm 길이 150mm	5mm	150mm	10개/팩
지름 5mm 길이 200mm	5mm	200mm	10개/팩
지름 5mm 길이 250mm	5mm	250mm	10개/팩
지름 5mm 길이 300mm	5mm	300mm	10개/팩
직경 6mm 길이 150mm	6mm	150mm	10 개/팩
직경 6mm 길이 200mm	6mm	200mm	10 개/팩
직경 6mm 길이 250mm	6mm	250mm	10개/팩
직경 6mm 길이 300mm	6mm	300mm	10개/팩
직경 7mm 길이 150mm	7mm	150mm	10 개/팩
지름 7mm 길이 200mm	7mm	200mm	10개/팩
직경 7mm 길이 300mm	7mm	300mm	10개/팩
직경 8mm 길이 150mm	8mm	150mm	10 개/팩
직경 8mm 길이 200mm	8mm	200mm	10 개/팩
직경 8mm 길이 300mm	8mm	300mm	10개/팩
직경 10mm 길이 150mm	10mm	150mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 200mm	10mm	200mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 300mm	10mm	300mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 400mm	10mm	400mm	10 개 / 팩

실험실 포르말린 표본 병 밀폐형 샘플 병

품목 번호: KTG-3



소개

표본 병은 동식물 표본을 수집하고 보존하는 데 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	전체 높이	병 높이	병 지름	바닥 지름	병 입구 외경
45*65mm	105mm	78mm	45	59mm	44
45*90mm	132mm	106mm	45	59mm	54
45*120mm	168mm	136mm	45	58mm	54
45*150mm	189mm	165mm	45	60mm	56
60*90mm	135mm	105mm	60	76mm	68
60*120mm	170mm	135mm	60	75mm	68
60*150mm	200mm	166mm	60	75mm	69
60*180mm	228mm	196mm	60	74mm	69
75*90mm	140mm	104mm	75	95mm	85
75*120mm	172mm	135mm	75	92mm	87
75*150mm	200mm	166mm	75	93mm	87
75*180mm	230mm	198mm	75	94mm	84
90*90mm	146mm	105mm	90	109mm	98
90*120mm	183mm	136mm	90	109mm	98
90*150mm	205mm	165mm	90	111mm	101
90*180mm	233mm	198mm	90	109mm	98

유리 진동 구슬 실험실 제올라이트 투명 유리 공

품목 번호: KTG-4



소개

실험실 환경에서 일반적으로 사용되는 유리 진동 비드는 제올라이트 형성을 방지하도록 설계된 투명한 유리 구슬입니다.

[자세히 알아보기](#)

지름	전체 패키지 무게	포장
2.5mm	18.68g	1000개/팩
3mm	39.92g	1000개/팩
4mm	81.58g	1000개/팩
4.5mm	123.57g	1000개/팩
5mm	159.39g	1000개/팩
6mm	281.06g	1000개/팩
7mm	451.38g	1000개/팩

마이크로 인젝터/액상 가스 크로마토그래피 주입 플런저 주입 바늘

품목 번호: KTG-5



소개

가스 크로마토그래피에서 정확한 시료 주입을 위해 정밀하게 설계되어 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	바늘 외경	바늘 길이	푸시 로드
0.5ul	0.5	78	중공 더블 레이어
1ul	0.5	73	중공 더블 레이어
2ul	0.5	75	중공 더블 레이어
5ul	0.6	75	중공 더블 레이어
10ul	0.5	55	솔리드 PTFE
25ul	0.5	55	고체 PTFE
50ul	0.5	55	고체 PTFE
100ul	0.5	55	고체 PTFE
250ul	0.5	55	고체 PTFE
500ul	0.5	55	고체 PTFE

사양	바늘 외경	바늘 길이	푸시 로드
0.5ul	0.5	78	중공 더블 레이어
1ul	0.7	73	중공 더블 레이어
2ul	0.7	75	중공 더블 레이어
5ul	0.7	75	중공 더블 레이어
10ul	0.7	51	솔리드 PTFE
25ul	0.7	51	고체 PTFE
50ul	0.7	51	고체 PTFE
100ul	0.7	51	고체 PTFE
250ul	0.7	55	고체 PTFE
500ul	0.7	55	고체 PTFE



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

