



KINTEK SOLUTION

고압 반응기 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



스테인레스 고압 반응기

품목 번호: RE-1H



소개

직접 및 간접 가열을 위한 안전하고 신뢰할 수 있는 솔루션인 스테인레스 고압 반응기의 다용성을 발견하십시오. 스테인레스 스틸로 제작되어 고온과 고압을 견딜 수 있습니다. 지금 자세히 알아보세요.

[자세히 알아보기](#)

모델	KRS-1	KRS-2	KRS-3	KRS-5	KRS-10	KRS-30
반응기 부피	1L	2L	3L	5L	10-20L	30-50L
일의 압박감	≤22Mpa					
온도 범위	≤350°C					
가열 방식	전기 난방					
화력	2Kw	2Kw	2.5Kw	4Kw	6Kw	9Kw
교반력	80W	123W		185W	270W	
교반 속도	10-800RPM			10-500RPM		
제어 장치	디지털 디스플레이로 PID 온도 및 속도 제어					
원자로 재료	SS304/316L					
리프팅 방법	수동/전기					
라이너 소재	선택적 PTFE 라이너					
재킷	옵션 더블 레이어 재킷					

미니 Ss 고압 반응기

품목 번호: KV-3H



소개

미니 SS 고압 반응기 - 의학, 화학 및 과학 연구 산업에 이상적입니다. 프로그래밍된 가열 온도와 교반 속도, 최대 22Mpa 압력.

[자세히 알아보기](#)

모델	25ml	50ml	100ml	250ml	500ml
반응기 재질	304/316L 스테인리스 스틸				
작업 온도	260 ⁰ C				
최대 작동 압력	22Mpa				
난방 방식	모듈식 난방 맨틀				
히팅 전력	600W		800W		
교반 방법	자기 교반/기계식 마그네트론 커플링 교반				
피팅	입구/출구 밸브, 압력 게이지, 온도계				



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

