



KINTEK SOLUTION

실험실 유리 제품 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

KinTek Group Limited는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.



고온에 강한 고붕규산 유리 교반 막대/흐름 전환 실험실 유리 막대

품목 번호: KTG-2



소개

화학 실험에 사용되는 가늘고 긴 유리 막대 모양의 간단한 교반기로, 유리 막대라고도 합니다.

자세히 알아보기

사양	지름	길이	포장 수량
직경 4mm 길이 150mm	4mm	150mm	10개/팩
지름 4mm 길이 200mm	4mm	200mm	10개/팩
직경 4mm 길이 250mm	4mm	250mm	10개/팩
직경 5mm 길이 150mm	5mm	150mm	10개/팩
지름 5mm 길이 200mm	5mm	200mm	10개/팩
지름 5mm 길이 250mm	5mm	250mm	10개/팩
지름 5mm 길이 300mm	5mm	300mm	10개/팩
직경 6mm 길이 150mm	6mm	150mm	10 개/팩
직경 6mm 길이 200mm	6mm	200mm	10 개/팩
직경 6mm 길이 250mm	6mm	250mm	10개/팩
직경 6mm 길이 300mm	6mm	300mm	10개/팩
직경 7mm 길이 150mm	7mm	150mm	10 개/팩
지름 7mm 길이 200mm	7mm	200mm	10개/팩
직경 7mm 길이 300mm	7mm	300mm	10개/팩
직경 8mm 길이 150mm	8mm	150mm	10 개/팩
직경 8mm 길이 200mm	8mm	200mm	10 개/팩
직경 8mm 길이 300mm	8mm	300mm	10개/팩
직경 10mm 길이 150mm	10mm	150mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 200mm	10mm	200mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 300mm	10mm	300mm	10 개/팩
직경 10mm 길이 400mm	10mm	400mm	10 개 / 팩



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

