



KINTEK SOLUTION

광학 석영판 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



고온 내성 광학 석영 유리 시트

품목 번호: KTOM-HTR




소개

통신, 천문학 등에서 정확한 빛 조작을 위한 광학 유리 시트의 힘을 발견하십시오. 뛰어난 선명도와 맞춤형 굴절 특성으로 광학 기술의 발전을 경험하십시오.

[자세히 알아보기](#)

광학 석영 플레이트 Jgs1 / Jgs2 / Jgs3

품목 번호: KTOM-OQP



소개


석영판은 투명하고 내구성이 있으며 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 다용도 부품입니다. 고순도 석영 크리스탈로 제작되어 내열성 및 내화학성이 우수합니다.

[자세히 알아보기](#)

팽창 계수	$5.54 \times 10^{-7} (K^{-1})$
열전도율(20°C)	1.4W/m°C
비열(20°C)	660J/kg°C
연화점	1730°C
어닐링 포인트	1250°C

플랑크톤 알 및 회충 알을 위한 동물성 플랑크톤/플랑크톤 계수 챔버

품목 번호: KTOM-PAE



소개

메타크릴레이트로 만든 동물성 플랑크톤 계수 챔버는 투명하고 효율적인 동물성 플랑크톤 계수를 위해 연마된 베이스가 있는 정밀 가공된 홈이 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

단면 및 양면 코팅 유리판/K9 석영판

품목 번호: KTOM-CGS



소개

K9 크리스탈이라고도 하는 K9 유리는 뛰어난 광학적 특성으로 유명한 광학용 붕규산 크라운 유리의 일종입니다.

[자세히 알아보기](#)

밀도	2.55g/cm ³
비열	879J/kg.°C
굴절률	1.5230
아베 수	58.3

400~700Nm 파장 무반사 / Ar 코팅 글라스

품목 번호: KTOM-ARG



소개

AR 코팅은 반사를 줄이기 위해 광학 표면에 적용됩니다. 상쇄 간섭을 통해 반사광을 최소화하도록 설계된 단일 레이어 또는 다중 레이어일 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

